



HYGIÈNE DES MAINS

908 - SERVIETTES ASEPTIL

UTILISATION DANS TOUS LES CENTRES DE SOINS MEDICAUX ET DANS LES TRANSPORTS



PROPRIÉTÉS

« 908 » est une lingette imprégnée d'une solution antiseptique et désinfectante, pour l'antisepsie des mains et la désinfection des objets, des surfaces et des dispositifs médicaux en milieu médical.

« 908 » permet de désinfecter la plupart des ustensiles personnels (rasoirs, ciseaux, thermomètres) et des objets publics et professionnels (téléphones, abattant de WC, sanitaires ...).

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES DE LA SOLUTION

Actif sur	Normes	Temps de contact
BACTERIES	EN 1040	1 min
	EN 1040 (SARM)	1 min
	EN 1276*	30s
	EN13727* (v.2015)	30s
	EN 13697*	5 min
	EN 14561*	5 min
LEVURES / MOISSURES	EN 1275, Candida albicans	5 min
	EN 13624* (v.2013), Candida albicans	1 min
	EN 13697*, Candida albicans	5 min
	EN 1650+A1*, Candida albicans	1min
	EN 1650*, Trichophyton mentagrophytes	15 min
	EN 14562*, Candida albicans	5 min
VIRUS	--H1N1 selon EN 14476+A1	30s
	-Herpes simplex 1, Rotavirus	5 min
	-BVDV (virus modèle de l'Hépatite C), PRV (virus modèle de l'Hépatite B), HIV	30s

*Etudes réalisées en conditions de propreté

SARM: staphylocoque doré résistant à la méthicilline

CARACTERISTIQUES

Etat physique Lingette **Odeur** mentholée

- Produit biocide : TP1 - TP2
- Substances actives de la solution :
 - Ethanol CAS64-17-5 (47mg/g)
 - Chlorure de benzalkonium CAS85409-22-9 (3mg/g)
 - Acide D-gluconique CAS18472-51-0 (1,2mg/g)

MODE D'EMPLOI

- ▶ Tirer une serviette imprégnée jusqu'à la découpe et bien refermer le conditionnement.
- ▶ Frotter la surface ou les mains pendant au moins 30 secondes.
- ▶ Ne pas rincer, laisser sécher à l'air libre.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.